

Wb・Elisa用抗Napgウサギポリクローナル抗体 - Q99747

商品番号: CM0027963

前書き

NAPG Rabbit pAbは、gamma-soluble NSF attachment

proteinに対するポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。細胞内輸送研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAPG Rabbit pAb
備考/別名	GAMMASNAP; NAPG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8774
GeneID	8774
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNAPG (NP_003817.1) のアミノ酸1〜312番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99747
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋