

Anti-Napprtポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Xqn6

商品番号: CM0018532



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-NAPRTウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNAPRT（ニコチン酸からのNAD生合成の第一段階を触媒する分子量約58 kDaの細胞質酵素）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAPRT Rabbit pAb
備考/別名	NAPRT1; PP3856; NAPRT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	93100
遺伝子ID	93100
免疫原	ヒトNAPRT1 (NP_660202.3) のアミノ酸309-538に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6XQN6
タンパク質分子量	58kDa
配送	水袋