

Wb、Elisa用抗Napsaポリクローナル抗体 - O96009

商品番号: CM0019652

前書き

NAPSA Rabbit

pAbは、サーファクタントプロセッシングに関与するアスパルチルプロテアーゼであるナプシンAを検出します。WBおよびELISAに適しており、ラットと交差反応性を示します。肺や腎臓の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAPSA Rabbit pAb
備考/別名	NAPSA; KAP; Kdap; NAPI; NAPA; SNAPA; napsin-A
種	ヒト
GeneID	9476
免疫原	ヒトNAPSA (NP_004842.1) のアミノ酸64〜190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O96009
タンパク質分子量	45kDa
発送	氷袋