


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Naspポリクローナル抗体 - P49321

商品番号: CM0027878



前書き

ヒトNASP（核自己抗原性精子タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ヒストンシャペロンネットワークおよびDNA複製の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NASP ウサギpAb
備考/別名	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4678
遺伝子ID	4678
免疫原	ヒトNASP (NP_689511.2) のアミノ酸180～449番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49321
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	保冷剤