

If/Icc、Elisa用 抗Nat1ウサギモノクローナル抗体 - P18440

商品番号: CM0002913



前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みの高特異性抗NAT1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNAT1（34 kDa）と交差反応性あり。薬物代謝、ファーマコゲノミクス、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAT1 ウサギ mAb
備考/別名	AAC1; MNAT; NAT1; NAT-1; NATI
種	ヒト
GeneID (Human)	9
免疫原	ヒトNAT1（P18440）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18440
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ