


WbおよびElisa用Anti-Nat1ウサギポリクローナル抗体 - P18440

商品番号: CM0022140



前書き

ヒトNAT1（アリールアミンN-アセチルトランスフェラーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。薬物解毒および発がん物質の生物活性化に関与する34 kDaの細胞質酵素を認識し、薬理遺伝学および毒性学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAT1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9
GeneID	9
免疫原	ヒトNAT1 (NP_001153646.1) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P18440
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋