


細胞内フローサイトメトリー用抗Nat10ウサギモノクローナル抗体 () - Q9H0A0

商品番号: CM0011198



前書き

ヒトNAT10を対象とする標識ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。mRNAの安定性とリボソーム生合成に関与するRNAアセチルトランスフェラーゼを標的とし、IVD研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトNAT10 mAb
別名	ALP; Kre33; NET43
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55226
GeneID	55226
免疫原	ヒトNAT10 (Q9H0A0) のアミノ酸750～1025番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H0A0
タンパク質分子量	116 kDa
発送方法	氷袋