


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nat10ラビットモノクローナル抗体 - Q9H0A0

商品番号: CM0003145



前書き

NAT10（RNAシチジンアセチルトランスフェラーゼ）に対する高品質なラビットモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。mRNAアセチル化やrRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAT10 Rabbit mAb
備考/別名	ALP; Kre33; NET43; NAT10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55226
GeneID	55226
免疫原	ヒトNAT10（Q9H0A0）のアミノ酸750-1025に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0A0
タンパク質分子量	116kDa
配送	氷袋