

Anti-Nat8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhe5

商品番号: CM0030673

前書き

ヒトNAT8を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。タンパク質アセチル化、アポトーシス、および解毒作用に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NAT8 Rabbit pAb
備考/別名	GLA, CML1, CCNAT, Hcm11, ATase2, TSC501, TSC510, NAT8
種	ヒト
遺伝子ID	9027 (ヒト)
免疫原	ヒトNAT8 (Q9UHE5) のアミノ酸61-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHE5
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋