

抗Nat8Bウサギポリクローナル抗体 (Cml2、Atase1) Wb、Ihc-P、Elisa用途 - Q9Uhf3

商品番号: CM0028096

前書き

WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了した高品質な抗NAT8Bウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのNAT8B (CML2/ATase1) を認識します。小胞体リシンアセチル化研究や神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAT8B Rabbit pAb
備考／別名	CML2; Hcml2; NAT8BP; NAT8B
対象種	ヒト
GeneID	51471
免疫原	ヒトNAT8B (NP_057431.2) のアミノ酸75～165番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHF3
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋梱包