

WbおよびElisa用 Anti-Nat9 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bte0

商品番号: CM0030690

前書き

ヒトNAT9 (α/β-チューブリン-N-アセチルトランスフェラーゼ9) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。チューブリンのアセチル化および神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAT9 ウサギ pAb
備考/別名	EBSP; hNATL; NAT9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26151
GeneID	26151
免疫原	ヒトNAT9 (NP_056469.2) のアミノ酸1-207に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BTE0
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ