


抗ナトリウム利尿ペプチドA ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P01160

商品番号: CM0007839



前書き

抗ナトリウム利尿ペプチドA

ウサギモノクローナル抗体は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原は、血圧、水分バランス、心血管リモデリングを制御する心臓ホルモンを標的としています。P01160。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Natriuretic peptides A ウサギモノクローナル抗体
備考・別名	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4878
GeneID	4878
免疫原	ヒトNatriuretic peptides A (NP_006163.1) のアミノ酸26-151に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01160
タンパク質分子量	16 kDa
発送方法	保冷剤梱包