


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Nav1.5/Scn5A モノクローナル抗体 - Q14524

商品番号: CM0009314



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証済みの高品質な抗Nav1.5/SCN5A ウサギモノクローナル抗体。ヒトNav1.5に特異的で、心臓電気生理学研究およびIVDアッセイ開発に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nav1.5/SCN5A ウサギmAb
備考/別名	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6331
遺伝子ID	6331
免疫原	ヒトNav1.5/SCN5A (NP_000326.2) のアミノ酸273-357に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14524
タンパク質分子量	227 kDa/223 kDa/221 kDa/225 kDa
発送	保冷剤入り