


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nav1.5/Scn5A モノクローナル抗体 - Q14524

商品番号: CM0008136



前書き

Nav1.5/SCN5Aに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。活動電位開始に必須の心臓電位依存性ナトリウムチャンネルを標的とします。心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nav1.5/SCN5A ウサギ mAb
備考/別名	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBBD, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6331
遺伝子ID	6331
免疫原	ヒトNav1.5/SCN5A (NP_000326.2) のアミノ酸273-357に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q14524
タンパク質分子量	221-227 kDa
輸送	氷袋