

Wb、Elisa用 抗Naxe ポリクローナル抗体 - Q8Ncw5

商品番号: CM0015273

前書き

ヒトNAXE (AIBP/APOA1BP)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNAXEを検出。WBおよびELISAに適しています。コレステロール流出と血管調節に参与するミトコンドリアNAD(P)H-ヒドレートエピメラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAXE ウサギ pAb
備考/別名	AIBP; PEBEL; YJEFN1; APOA1BP; NAXE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	128240
GeneID	128240
免疫原	ヒトNAXE (NP_658985.2) のアミノ酸48-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NCW5
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ