

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Nbasポリクローナル抗体 - A2Rrp1

商品番号: CM0025204

前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みの
アフィニティ精製ウサギ抗NBASポリクローナル抗体
。ヒトおよびラットNBASと反応。ゴルジ体から小胞
体への逆行性輸送および神経芽腫研究のための研究ツ
ール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NBAS ウサギ pAb
備考/別名	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51594
遺伝子ID	51594
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNBAS (NP_056993.2) のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	A2RRP1
タンパク質分子量	269kDa
発送	保冷バッグ