

Wb、Elisa用 Anti-Nbeal2 ポリクローナル抗体 - Q6Znj1

商品番号: CM0023962

前書き

ヒトサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みのNBEAL2ウサギポリクローナル抗体。血小板産生およびアルファ顆粒形成におけるニューロビーチン様タンパク質2の研究に最適です。303kDa、UniProt Q6ZNJ1。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NBEAL2 ウサギ pAb
備考/別名	GPS; BDPLT4; NBEAL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23218
GeneID	23218
免疫原	ヒトNBEAL2 (NP_055990.1) のアミノ酸 1800-2100 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6ZNJ1
タンパク質分子量	303kDa
配送	保冷バッグ