


Anti-Nbr1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q14596

商品番号: CM0030767



前書き

ヒト、マウス、ラットに反応性を示し、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-NBR1ウサギポリクローナル抗体。自然免疫およびタンパク質凝集に参与するオートファジーアダプター。オートファジーおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NBR1 Rabbit pAb
備考/別名	IAI3B; M17S2; MIG19; 1A1-3B; NBR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4077
GeneID	4077
免疫原	ヒトNBR1 (NP_005890.2) のアミノ酸1-85に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14596
タンパク質分子量	107kDa
配送	保冷バッグ