

Anti-Nbs1/Nbn モノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - O60934

商品番号: CM0004434



前書き

ヒトNBS1/NBNに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの検証が完了しています。ニブリンはMRN複合体の構成要素で、DNA二本鎖切断修復およびテロメア維持に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NBS1/NBN ウサギmAb
備考・別名	ATV; NBS; P95; NBS1; AT-V1; AT-V2; NBS1/NBN
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4683
GeneID	4683
免疫原	合成ペプチド ヒトNBS1/NBN（O60934）のアミノ酸655～754番領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60934
タンパク質分子量	85kDa
発送方法	保冷剤同梱