

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Nbs1/Nbnポリクローナル抗体 - O60934

商品番号: CM0027592



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗NBS1/NBN（Nibrin）抗体を提供しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有します。DNA修復およびテロメア完全性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NBS1/NBN Rabbit pAb
備考/別名	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, NBS1/NBN
種	ヒト
遺伝子ID	4683
免疫原	ヒトNBS1/NBN（NP_002476.2）のアミノ酸650-750内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60934
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ