

抗Ncaldウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P61601

商品番号: CM0031026

前書き

ヒトニューロカルシン-
デルタ（NCALD）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。カルシウムシグナル伝達および神経組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCALD ウサギポリクローナル抗体 (pAb)
備考/別名	NCALD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83988
GeneID	83988
免疫原	ヒトNCALDの1-193アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_114430.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61601
タンパク質重量	22kDa
配送	アイスバッグ