

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ncam（Cd56）ウサギPolymab®モノクローナル抗体 - P13591 / P1595

商品番号: CM0009762



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISA用のNCAM（CD56）に対するウサギ組換えモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、神経科学およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCAM Rabbit PolymAb®
備考／別名	CD56 ; NCAM ; MSK39
種	ヒト／マウス
遺伝子ID（ヒト）	4684
遺伝子ID	4684/17967
免疫原	ヒト／マウスCD56のアミノ酸20～413に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_851996.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13591/P1595
タンパク質分子量	95kDa
配送	保冷バッグ