

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ncamウサギモノクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0003959



前書き

ヒトNCAM（CD56、NCAM1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫組織化学、ELISAでの検証が完了しています。神経接着、神経突起伸長、ウイルス侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCAM ウサギmAb
備考／別名	CD56; NCAM; MSK39
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4684
GeneID	4684
免疫原	合成ペプチド ヒトNCAM（NP_000606.3）のアミノ酸758～858番の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95kDa
発送方法	保冷剤