

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ncam1/Cd56ポリクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0030658



前書き

ヒトNCAM1/CD56に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。神経接着および神経生物学研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCAM1 / CD56 ウサギpAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4684
GeneID	4684
免疫原	ヒトNCAM1 / CD56 (NP_851996.2) のアミノ酸759～858番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95kDa
発送	氷袋