

抗Ncam1/Cd56 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P13591

商品番号: CM0013084



前書き

ヒトNCAM1/CD56に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットの相同体を認識し、神経細胞接着、神経突起伸長、ウイルス受容体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NCAM1 / CD56 ウサギpAb
別名	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4684
免疫原	ヒトNCAM1 / CD56 (NP_851996.2) のアミノ酸759-858番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95kDa
発送方法	氷袋梱包