

Anti-Ncaph ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q15003

商品番号: CM0025483



前書き

NCAPH（コンデンシン複合体サブユニット2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに対応。ヒトと交差反応します。染色体凝縮および細胞周期研究に最適です。SWISS : Q15003。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCAPH ウサギ pAb
備考/別名	CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23397
遺伝子ID	23397
免疫原	ヒトNCAPH (NP_056156.2) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15003
タンパク質分子量	83kDa
配送	アイスバッグ