


Anti-Ncbp2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P52298

商品番号: CM0027239



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済みのNCBP2ウサギポリクローナル抗体です。プレmRNAスプライシング、mRNA輸出、翻訳調節に必須な核キャップ結合複合体の主要サブユニットであるヒトおよびマウスNCBP2（CBP20）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCBP2 Rabbit pAb
備考/別名	CBC2; NIP1; CBP20; PIG55; NCBP2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	22916
GeneID	22916
免疫原	ヒトNCBP2 (NP_031388.2) のアミノ酸1～156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52298
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤