


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Ncf4/P40-Phox モノクローナル抗体 - Q15080

商品番号: CM0003235



前書き

ヒトNCF4/p40-phox (Q15080) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。食細胞NADPHオキシダーゼ機能および慢性肉芽腫症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCF4/p40-phox ウサギ mAb
備考/別名	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
種	ヒト
GeneID	4689
免疫原	ヒトNCF4/p40-phox (Q15080) のアミノ酸240-339に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15080
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ