


Anti-Ncf4/P40-Phox ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15080

商品番号: CM0024308



前書き

ヒトNCF4/p40-

phoxに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性p40-phoxを検出します。貪食細胞におけるNADPHオキシダーゼ複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCF4/p40-phox ウサギ pAb
備考/別名	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
種	ヒト
GeneID	4689
免疫原	ヒトNCF4/p40-phox (NP_038202.2) のアミノ酸1-190内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15080
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ