

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Nck1モノクローナル抗体 - P16333

商品番号: CM0010320



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証されたNCK1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットNCK1（43kDa、P16333）を検出します。増殖因子シグナル伝達、翻訳調節、およびDNA損傷応答に関与するSH2/SH3アダプタータンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCK1 Rabbit mAb
備考/別名	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4690
GeneID	4690
免疫原	合成ペプチド（ヒトNCK1（P16333）のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16333
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ