

抗Nckap1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y2A7

商品番号: CM0017213



前書き

WB、ELISA用のNCKAP1ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。標的は、ラメリポディア形成とアクチン細胞骨格ダイナミクスを制御するWAVE複合体の一部です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCKAP1 Rabbit pAb
備考・別名	HEM2; NAP1; NAP125; p125Nap1; NCKAP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10787
免疫原	ヒトNCKAP1（NP_038464.1）のアミノ酸1～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2A7
タンパク質分子量	129kDa
輸送方法	アイスバッグ