


Wb、Elisa用 抗Ncoa1 ポリクローナル抗体 - Q15788

商品番号: CM0018593



前書き

ヒトNCOA1/SRC1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスとの交差反応性あり。核内受容体共役化とクロマチンリモデリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCOA1 ウサギ pAb
備考/別名	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; NCOA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8648
免疫原	ヒトNCOA1 (NP_003734.3) のアミノ酸720-980に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15788
タンパク質分子量	157kDa
輸送	保冷バッグ