

Wb、Ip、Elisa用 抗Ncoa3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6Q9

商品番号: CM0021205



前書き

ヒトNCOA3に対するウサギ由来NCOA3ウサギポリクローナル抗体（pAb）。WB、IP、ELISAで検証済み。核内受容体シグナリング、クロマチンリモデリング、転写共活性化の研究に最適です。 - Q9Y6Q9

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCOA3 ウサギ pAb
備考/別名	ACTR; AIB1; RAC3; SRC3; pCIP; AIB-1; CTG26; SRC-3; CAGH16; KAT13B; TNRC14; TNRC16; TRAM-1; bHLHe42; NCOA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8202
免疫原	ヒトNCOA3のアミノ酸1-100領域に対応する合成ペプチド (NP_858045.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6Q9
タンパク質分子量	155kDa
輸送	保冷バッグ