


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Ncoa4 ポリクローナル抗体 - Q13772

商品番号: CM0030442



前書き

ヒトNCOA4を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。フェリチノファジー、鉄恒常性、および転写共活性化研究に使用可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCOA4 Rabbit pAb
備考/別名	RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8031
GeneID	8031
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNCOA4 (NP_005428.1) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13772
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ