


Ncoa7に対するウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Ni08

商品番号: CM0006094



前書き

ヒトNCOA7に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が確認されています。転写調節、酸化ストレス防御、ウイルス侵入阻害に関与する核受容体コアクチベーターであるヒトおよびマウスのNCOA7を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCOA7 ウサギmAb
別名	NCOA7; ERAP140; ESNA1; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; TLDC4; dJ187J11.3; nuclear receptor coactivator 7
抗原種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	135112
遺伝子ID	135112
免疫原	ヒトNCOA7 (NP_861447.3) のアミノ酸777~942番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NI08
タンパク質分子量	12 kDa/25 kDa/28 kDa/33 kDa/92~106 kDa
輸送方法	保冷剤