


## Anti-Ncor1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - 075376

商品番号: CM0027680



## 前書き

核内受容体コリプレッサー1（NCOR1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光法、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写抑制およびクロマチン動態の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                             |
|----------|-----------------------------------------------|
| 製品名      | NCOR1 Rabbit pAb                              |
| 備考/別名    | N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1 |
| 種        | ヒト                                            |
| 遺伝子ID    | 9611                                          |
| 免疫原      | ヒトNCOR1のアミノ酸1-200を含む組換え融合タンパク質                |
| ソース      | ウサギ                                           |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                     |
| アプリケーション | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                      |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                    |
| SWISS    | O75376                                        |
| タンパク質分子量 | 270kDa                                        |
| 配送       | 氷袋                                            |