


## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ncor2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y618

商品番号: CM0026617



## 前書き

ヒトNCOR2（SMRT）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。核受容体が介するクロマチンリモデリングと転写抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NCOR2 Rabbit pAb                                                                   |
| 略称/別名       | SMRT; TRAC; CTG26; SMRTE; TRAC1; N-CoR2; TNRC14; TRAC-1; SMAP270; SMRTE-tau; NCOR2 |
| 種           | ヒト                                                                                 |
| GeneID (ヒト) | 9612                                                                               |
| GeneID      | 9612                                                                               |
| 免疫原         | ヒトNCOR2（NP_006303.4）のアミノ酸1～113番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                                |
| 起源          | ウサギ                                                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                          |
| 用途          | WB、IHC-P、ELISA                                                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                         |
| SWISS       | Q9Y618                                                                             |
| タンパク質分子量    | 274kDa                                                                             |
| 輸送方法        | 氷袋                                                                                 |