

Anti-Ncr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O76036

商品番号: CM0028754



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のヒトNCR1（NK p46、CD335）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトNCR1を検出；ナチュラルキラー細胞生物学およびがん免疫療法の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCR1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LY94, CD335, NKP46, NK-p46, NCR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9437
遺伝子ID	9437
免疫原	ヒトNCR1 (NP_004820.2) のアミノ酸22-254に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋