

Wb、Elisa用抗Ncr1ウサギポリクローナル抗体 - O76036

商品番号: CM0018326



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗ヒトNCR1（CD335、NKP46）ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの自然細胞傷害性トリガー受容体1を認識し、NK細胞生物学および免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCR1 ウサギpAb
別名/略称	LY94; CD335; NKP46; NK-p46; NCR1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9437
遺伝子ID	9437
免疫原	ヒトNCR1 (NP_001138929.2) のアミノ酸151〜303番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76036
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤