


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用 抗Ncr3ウサギモノクローナル抗体 - O14931

商品番号: CM0007195



前書き

WB、IF/ICC、FC（細胞内）、ELISAで検証済みの高品質な抗NCR3ウサギモノクローナル抗体。ヒトNK細胞上の自然細胞傷害性誘導受容体3（NKp30/CD337）を標的とし、腫瘍細胞殺傷とDC成熟に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCR3 ウサギ mAb
備考/別名	NCR3; IC7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natural cytotoxicity triggering receptor 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	259197
GeneID	259197
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, FC (細胞内), ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質分子量	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
発送	保冷剤