

Wb、Elisa用抗Ncs1ウサギポリクローナル抗体 - P62166

商品番号: CM0031081



前書き

ヒトNCS1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。神経性カルシウムセンサー研究、シナプス可塑性研究、カルシウムシグナル伝達解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCS1 Rabbit pAb
備考/別名	FLUP; FREQ; NCS1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	23413
GeneID	23413
免疫原	ヒトNCS1 (NP_055101.2) のアミノ酸1-190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62166
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤