

抗Ncstn ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途）- Q92542

商品番号: CM0015363



前書き

ヒトNCSTN（ニカストリン、ガンマセクレターゼサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アルツハイマー病やNotchシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCSTN ウサギpAb
備考/別名	ATAG1874; NCSTN
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23385
遺伝子ID	23385
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNCSTN (NP_056146.1) のアミノ酸429～669に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92542
タンパク質分子量	78kDa
発送	氷袋梱包