

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Ncstnウサギポリクローナル抗体 - Q92542

商品番号: CM0015485



### 前書き

ヒトNCSTN（ニカストリン、 $\gamma$ -セクレターゼサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットを検出します。アルツハイマー病研究およびNotchシグナル研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | NCSTNウサギpAb                                           |
| 備考/別名      | ATAG1874; NCSTN                                       |
| 種          | ヒト                                                    |
| GeneID（ヒト） | 23385                                                 |
| 免疫原        | ヒトNCSTN（NP_056146.1）の250～578番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | Q92542                                                |
| タンパク質分子量   | 78kDa                                                 |
| 配送         | 保冷バッグ                                                 |