

Wb、Elisa用 抗Nctr2ウサギモノクローナル抗体 - O95944

商品番号: CM0004614



前書き

WBおよびELISA用ヒトNCTR2（NKp44、CD336）に対する高品質ウサギモノクローナル抗体。ヒトと反応し、ナチュラルキラー細胞の細胞傷害性および腫瘍免疫監視研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCTR2 ウサギmAb
備考/別名	LY95; CD336; NKp44; NK-p44; dJ149M18.1; NCTR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9436
遺伝子ID	9436
免疫原	合成ペプチド ヒトNCTR2 (O95944) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95944
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスバッグ