


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ndc1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Btx1

商品番号: CM0019712



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質 NDC1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNDC1（約76kDa）を認識します。NDC1は核膜孔複合体の構築に重要なヌクレオポリンです。体外診断研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDC1 ウサギ pAb
備考/別名	NET3; TMEM48; NDC1
種	ヒト
GeneID	55706
免疫原	ヒトNDC1（NP_060557.3）のアミノ酸340-530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BTX1
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷バッグ