

抗Nde1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q9Nxr1

商品番号: CM0027815



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗NDE1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNDE1タンパク質を検出します。有糸分裂紡錘体の配向および大脳皮質の発生に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDE1ウサギpAb
備考/別名	NDE; LIS4; MHAC; NUDE; NUDEI; HOM-TES-87; NDE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54820
GeneID	54820
免疫原	ヒトNDE1のアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060138.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXR1
タンパク質重量	38kDa
配送	アイスバッグ