

Anti-Ndel1 (Nudel) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Gzm8

商品番号: CM0025464



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗NUDEL1 (NUDEL)

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。微小管組織化、ダイニン調節、神経細胞移動の研究に最適。分子量38kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDEL/NUDEL1 Rabbit pAb
備考/別名	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NUDEL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81565
遺伝子ID	81565
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNUDEL/NUDEL/NUDEL1 (NP_110435.1) のアミノ酸1-345に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9GZM8
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ