


Wb、Elisa用 抗Ndp52ウサギモノクローナル抗体 - Q13137

商品番号: CM0005544



前書き

ヒトNDP52（CALCOCO2）に対する高品質な組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。オートファジーおよび細胞内細菌分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KD検証済] NDP52ウサギmAb
備考/別名	NDP52
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10241
GeneID	10241
免疫原	ヒトNDP52（NP_005822.1）のアミノ酸1-283に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13137
タンパク質分子量	52 kDa
配送	保冷バッグ