


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ndrgr1ウサギモノクローナル抗体 - Q92597

商品番号: CM0010294



前書き

このウサギモノクローナル抗NDRG1抗体は、ウェスタンブロット、IHC（パラフィン）、ELISAでの使用が検証されており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腫瘍生物学および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDRG1ウサギmAb
備考／別名	GC4; RTP; DRG1; NDRI; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; NDRG1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10397
GeneID	10397
免疫原	合成ペプチド ヒトNDRG1（Q92597）のアミノ酸295～394内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92597
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷剤