


抗NdrG2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Un36

商品番号: CM0025837



前書き

Wntシグナル伝達に関与する腫瘍抑制因子、NDRG2 に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスと反応します。がん研究や神経生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDRG2 ウサギpAb
備考/別名	SYLD; NDRG2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57447
遺伝子ID	57447
免疫原	ヒトNDRG2のアミノ酸138-357に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_963832.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UN36
タンパク質重量	41kDa
配送	アイスパック